

Компания **INTRAROS**
и продукция **INTRARICH**

INTRAROS уже **более 15 лет**
занимается поставками готовой продукции медицинского профиля.

Полимерные бинты INTRARICH CAST, INTRARICH CAST SOFT

Полимерные бинты – современная замена традиционному гипсу. Легкие и прочные полимерные бинты ("пластиковый гипс") для изготовления удобных и надежных фиксирующих повязок в травматологии и ортопедии.




Жесткий полимерный иммобилизующий бинт INTRARICH CAST

Полимерный иммобилизующий бинт может полностью заменить гипсовую повязку при лечении переломов. Сочетание необычной прочности и легкости материала (**в 4-5 раз легче** гипса) делает его использование значительно более комфортным. Материал **нетоксичен** и не вызывает аллергических реакций.



Жесткий полимерный иммобилизующий бинт INTRARICH CAST

- Изготовлен из полиэстеровой ткани;
- Нити в составе **легко** принимают форму контуров тела;
- Не повреждает кожу, так как в составе **нет** стекловолокна;
- Нет риска раздражения, зуда и респираторных проблем;
- Превосходная **проницаемость** рентгеновскими лучами.



Полимерный иммобилизующий бинт INTRARICH CAST SOFT, полужесткая фиксация

Полужесткий иммобилизирующий полимерный бинт **INTRARICH CAST SOFT** изготовлен из трикотажного полиэстера, пропитанного полиуретановой смолой. Намачивание бинта позволяет принять необходимую форму гипсовой повязке, при этом сохраняется ее гибкость.



Полимерный иммобилизующий бинт INTRARICH CAST SOFT, полужесткая фиксация

- Позволяет формировать повязки **различной** степени жёсткости;
- После затвердевания материал остается полужестким и легко **разрезается** хирургическими ножницами;
- Материал эластичен, но при этом нерастяжим и всегда сохраняет свою первоначальную форму;
- Бинт INTRARICH CAST SOFT обладает такими свойствами как пористость, воздухопроницаемость и **водостойкость**



Преимущества полимерных бинтов INTRARICH CAST, INTRARICH CAST SOFT

- Экологически чистый **гипоаллергенный** материал для иммобилизации;
- Позволяет делать четкие рентгеновские снимки, не снимая повязку;
- Не содержат стекловолокно, водостойкие;
- **Прочнее** и легче гипса, полиэстер не осыпается при удалении повязки;
- Не затрудняют воздухообмен между поверхностью кожи и окружающей средой;
- Великолепно прилегают, **моделируются** и обеспечивают гладкость повязки;
- Быстрое и простое наложение бинта сводит к минимуму дискомфорт;
- Яркие цвета **без** повышения стоимости.

Полимерные шины INTRARICH SPLINT

- Шина удобна как для экстренной иммобилизации, так и для использования по показаниям.
- Изготовлена из трикотажного многослойного влагопроницаемого материала, пропитанного полиуретановой смолой, покрыта воздухо- и влагопроницаемой подкладкой.
- Наложение шины занимает **3-4 минуты**, она принимает форму в течение 20 минут под воздействием влаги.




Полимерные шины INTRARICH SPLINT

- Легко принимает необходимую форму;
- Хорошо держит форму;
- Проницаема рентгеновскими лучами;
- Изготовлена из легкого материала;
- Удобна в применении;
- Поставляется в разнообразных размерах; легко сгорает при утилизации;
- Доступна по цене.




Подкладочные материалы

Хлопковый/синтетический чулок

- Снимает отечность и обеспечивает удобство пациенту;
 - трикотажный чулок удобен в применении;
 - Может применяться при наложении гипсовой повязки любого типа;
 - Различная ширина.
- 

Вата

- 100% вискоза
 - синтетическая
- 

Термопластичные шины INTRARICH YOGIPS

Шины изготовлены из **термопластичного** материала толщиной от 1,4 до 5,0 мм с флисовой подкладкой для лучшего прилегания. Они **эластичны**, легко моделируются с помощью ремешков на липучке, **не содержат** латекс, обладают высокой твердостью и рентгенопропускающей способностью. Шины активируются нагревательным устройством при температуре 90°C до эластичного состояния. При **повторном** нагревании возможно многократное ремоделирование. Через 15-20 минут возможна легкая нагрузка. Шины выпускаются двух типов: плоские и формованные.

Термопластичные шины INTRARICH YOGIPS



Физио-тейпы INTRARICH

Физио-тейп – предназначен для улучшения циркуляции крови, лимфы и других тканевых жидкостей. Применяется при лечении травм, заболеваний опорно-двигательного аппарата, для поддержки суставов и связок во время занятий спортом и в профилактических целях.
Широкая палитра цветов и выбор размера (ширина 2,5 см / 5 см / 7,5 см)



Преимущества физио-тейпов INTRARICH:

- Растяжение в одном направлении на 70% аналогично мускулам человека, что сохраняет нормальную физиологию.
- Муаровая клеящая поверхность обеспечивает свободу движений, водо- и воздухопроницаемость.
- Гипоаллергенный акриловый клеящий состав исключает аллергические реакции и раздражение.
- Сертифицированы в РФ и имеют международные сертификаты.



Лечебные пластыри INTRARICH COOL и INTRARICH HOT

Медицинские пластыри INTRARICH COOL и INTRARICH HOT подходят для комплексной реабилитации больных после спортивной травмы и при дегенеративных заболеваниях позвоночника и суставов. Клинически подтверждено, что их применение способствует быстрому купированию болевого синдрома, восстановлению двигательной активности, нарушенной из-за боли, воспалительных и трофических изменений в суставах и параартикулярных тканях.



Преимущества лечебных пластырей INTRARICH COOL и INTRARICH HOT

INTRARICH HOT

- Содержит гликольсалицилат, L-ментол и экстракт красного перца. Воздействие носит разогревающий, противовоспалительный характер. Применение пластыря позволяет быстро восстановить обменные процессы в тканях суставов и мышц.

INTRARICH COOL

- Показан при мышечных блокадах и болях, острых травмах легкой и средней тяжести, синдроме усталых ног, люмбаго, ушибах, растяжениях, артрите, радикулите, остеохондрозе, «теннисном локте». Борется с воспалительными процессами

Детокс-пластыри INTRARICH DETOX

- Эффект заметен после **первого** применения. Здоровый сон и повышение жизненного тонуса – результат применения пластырей INTRARICH DETOX.
- **Экономичный** способ очищения организма по сравнению с программами Detox в салонах красоты и на курортах.
- Пластыри INTRARICH DETOX не требуют утомительных процедур и ограничений в еде. Наложение и снятие пластыря занимают всего **2-3 минуты**, очищение происходит во время сна (около 8 часов).

Детокс-пластыри INTRARICH DETOX



Детокс-пластырь «Энергия и сила эвкалипта»



Детокс-пластырь «Горная лаванда»



Детокс-пластырь «Королевская роза»

Крем для лица Vitalinum

Это успокаивающий крем, восстанавливающий кожный барьер, оказывающий мощное регенерирующее действие. Особенно эффективен после инвазивных и аппаратных косметологических процедур. Высококонцентрированный состав на основе экстракта центеллы азиатской, пантенола и ромашки смягчает, защищает и восстанавливает структуру кожи. Комплекс растительных масел и пептидов стимулирует выработку коллагена и эластина, защищает от провисания и дряблости, разглаживает мелкие морщины.

Преимущества крема Vitalinum:

- Высокая эффективность благодаря трансдермальной системе доставки активных веществ в глубокие слои кожи;
- Глубоко увлажняет, питает, защищает и восстанавливает структуру кожи;
- Обладает лифтинговым, тонизирующим и антиоксидантным действием;
- Гипоаллергенный состав.



Шовные материалы INTRARICH для ветеринарии

Шовные материалы INTRARICH - это готовые для использования стерильные рассасывающиеся хирургические нити в комплекте с хирургической иглой, предназначенные для сшивания тканей после операций в ветеринарии.



Суппорты HOLZAC

Эластичные суппорты **Holzac** надежно фиксируют суставы, снимают и распределяют нагрузку, **улучшают** кровоток и снижают боль, поддерживают мышцы, сохраняя подвижность конечностей. Плотное прилегание создает комфорт и **не натирает** кожу.

Суппорты **HOLZAC** применяются при повышенных физических нагрузках, обеспечивают компрессию, разогревают и поддерживают суставы и мышцы, **снимают** нагрузку при резких движениях, сохраняют **естественное** положение сустава при интенсивных нагрузках.

Суппорты HOLZAC



Суппорт на
голеностоп



Суппорт на
икроножную мышцу



Суппорт
на
локоть




Суппорт на
большой палец
ноги



Суппорт на колено



Суппорт
на
запястье



Спасибо за внимание!

ООО «ИНТРА»

+7 (495) 505 6776

+7 (495) 505 6775

intraros.ru



INTRAROS