

SPINE DOMINUS

КОСТНЫЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ

Костный цемент на основе полиметилметакрилата (ПММА) широко используется в клинической практике благодаря простоте использования и высокой эффективности.

Показания к применению:

- лечение компрессионных переломов, полученных вследствие остеопороза и роста гемангиом
- устранение болевого синдрома в позвонках

ВРЕМЯ
ЗАМЕШИВАНИЯ

30с

ВРЕМЯ
ОЖИДАНИЯ

90с

РАБОЧАЯ
ФАЗА

840с

ВРЕМЯ
ЗАТВЕРДЕВАНИЯ

120с

Цемент готов к использованию на протяжении всей рабочей фазы. Динамическая вязкость позволяет подобрать оптимальную консистенцию цемента для выполнения аугментации винтов, вертебропластики при остеопорозе и гемангиомах



В НАБОРЕ АМПУЛА С 10 МЛ ЖИДКОГО
КОМПОНЕНТА И 20 Г ПОРОШКА