

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГИБКОЙ ЭНДОСКОПИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

a	Щипцы для биопсии.....	4..
a	Иглы для инъекций.....	6..
a	Корзинки захватывающие и извлекающие.....	7.
a	Петли для полипэктомии.....	8..
a	Папиллосфинктеротомы.....	10
a	Электроды для коагуляции.....	12
a	Щипцы для "горячей биопсии"	12
a	Спрей-катетеры.....	13.
a	Захваты для извлечения инородных тел.....	14
a	Загубники	15..
a	Щетки чистящие	16.
a	Щетки цитологические	17.

МНОГОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

a	Щипцы для биопсии.....	18
a	Щипцы захватывающие и извлекающие.....	19
a	Иглы для инъекций.....	22
a	Корзинки захватывающие и извлекающие.....	22
a	Петли для полипэктомии.....	24
a	Электроды для коагуляции.....	25
a	Щипцы для "горячей биопсии"	25
a	Спрей-катетеры.....	26.
a	Щетки чистящие	26.

ОДНОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ

- Предназначены для взятия образцов ткани.



ТИП БРАНШЕЙ - ОВАЛЬНЫЕ

- Предназначены для глубокой биопсии.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-1810BT	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1815BT	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-2415BT	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BT	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ТЕФЛОНОВЫЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BTH	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BTH	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ТИП БРАНШЕЙ - ОВАЛЬНЫЕ, С ИГЛОЙ

- Предназначены для прицельной биопсии, предотвращающие скольжение.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BW	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BW	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ТЕФЛОНОВЫЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BWH	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BWH	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ

- а Предназначены для взятия образцов ткани.

ТИП БРАНШЕЙ - «АЛЛИГАТОР»

- а Предназначены для биопсии твердых и труднодоступных тканей

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BU	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BU	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ТЕФЛОНОВЫЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BUH	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BUH	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ТИП БРАНШЕЙ - «АЛЛИГАТОР» С ИГЛОЙ

- а Предназначены для биопсии твердых и труднодоступных тканей. С иглой, предотвращающей скольжение, для прицельной биопсии.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BN	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BN	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ТЕФЛОНОВЫЙ ТУБУС

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415BNH	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2422BNH	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- а Предназначены для введения лекарственных и анестезирующих веществ.
- а Изготовлены из нержавеющей стали



В ТЕФЛОНОВОМ ТУБЕ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр рабочего канала
WS-1816PN2304	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1816PN2504	φ 1,9 x 1650 (mm)	25G	4 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1816PN2305	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1816PN2505	φ 1,9 x 1650 (mm)	25G	5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1816PN2306	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1816PN2308	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	8 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-2416PN2104	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2304	φ 2.5 x 1650 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2504	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2105	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2505	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2306	φ 2.5 x 1650 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2506	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PN2108	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	8 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN1904	φ 2.5 x 2300 (mm)	19G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2304	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2504	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2305	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2505	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2306	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PN2506	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)

В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТУБЕ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр рабочего канала
WS-2416PM2104	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2304	φ 2.5 x 1650 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2504	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2105	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2505	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2306	φ 2.5 x 1650 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2506	φ 2.5 x 1650 (mm)	25G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2416PM2108	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	8 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2304	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2504	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2305	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2505	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2306	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PM2506	φ 2.5 x 2300 (mm)	25G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ИЗВЛЕКАЮЩИЕ КОРЗИНКИ

а Предназначены для дистанционного удаления инородных тел из ЖКТ.

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

а Для извлечения круглых и скользких объектов.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WS-1807GL015	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WS-1810GL020	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-1819GL020	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-2415GL030	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WS-2419GL020	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423GL035	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	35 (mm)

НИТИНОЛ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WS-1807GL415	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WS-1810GL420	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-1819GL420	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-2415GL430	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WS-2419GL420	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423GL430	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)

СПИРАЛЕВИДНАЯ

а Для извлечения инородных тел.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WS-1807GL515	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WS-1810GL520	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-1819GL520	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-2415GL530	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WS-2419GL520	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423GL530	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)

ОВАЛЬНАЯ

а Для извлечения мелких и крупных камней.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WS-1807GL615	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WS-1810GL620	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-1819GL620	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WS-2415GL630	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WS-2419GL620	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423GL630	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)



нержавеющая сталь



НИТИНОЛ







НИТИНОЛ



НИТИНОЛ

ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Предназначены для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции.



ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

- Через петлю пропускается коагулирующий ток высокой частоты.

ОВАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ. ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-2416DT15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2423DT15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2416DT20	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423DT20	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2416DT25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-2423DT25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)

ОВАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ. МОНОВОЛОКНО

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-S2416DT15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2423DT15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2416DT20	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-S2423DT20	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-S2416DT25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-S2423DT25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)

ОВАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЕТЛЯ. МОНОВОЛОКНО

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-S2416DT15R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2423DT15R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2416DT20R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-S2423DT20R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-S2416DT25R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-S2423DT25R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)

ОВАЛЬНАЯ ПОВОРОТНАЯ ПЕТЛЯ. ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-2416DT15R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2423DT15R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2416DT20R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2423DT20R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2416DT25R	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-2423DT25R	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- а Предназначены для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции.

ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

- а Через петлю пропускается коагулирующий ток высокой частоты.

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ. ВИТАЯ ПРОВОЛОКА




Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала г	Диаметр петли
WS-2416DL15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2423DL15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2423DL20	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-2416DL25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-2423DL25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ ПЕТЛЯ. МОНОВОЛОКНО

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-S2416DL15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2423DL15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-S2423DL20	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WS-S2416DL25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-S2423DL25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)




СЕРПОВИДНАЯ ПЕТЛЯ. ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WS-1819DB15	φ 1.9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WS-2416DB15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-2423DB15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WS-1819DB25	φ 1.9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	25 (mm)
WS-2416DB25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WS-2423DB25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Предназначены для обеспечения доступа к желчному протоку с целью проведения широкого ряда процедур.



ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМ ОДНОПРОСВЕТНЫЙ

- Рабочая длина: 2100 мм, диаметр вводимой части 2.5 мм, рабочий канал 2.8 мм, диаметр струны: 0.035 inch

МОНОВОЛОКНО

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0020DJ1	0 (mm)	20 (mm)
WS-0025DJ1	0 (mm)	25 (mm)
WS-0030DJ1	0 (mm)	30 (mm)

ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0020DJ1-B	0 (mm)	20 (mm)
WS-0025DJ1-B	0 (mm)	25 (mm)
WS-0030DJ1-B	0 (mm)	30 (mm)

ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМ ДВУХПРОСВЕТНЫЙ

- Рабочая длина: 2100 мм, диаметр вводимой части 2.5 мм, рабочий канал 2.8 мм, диаметр струны: 0.035 inch

МОНОВОЛОКНО

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0720DJ2	7 (mm)	20 (mm)
WS-0725DJ2	7 (mm)	25 (mm)
WS-0730DJ2	7 (mm)	30 (mm)
WS-1520DJ2	15 (mm)	20 (mm)
WS-1525DJ2	15 (mm)	25 (mm)
WS-1530DJ2	15 (mm)	30 (mm)
WS-3020DJ2	30 (mm)	20 (mm)
WS-3025DJ2	30 (mm)	25 (mm)
WS-3030DJ2	30 (mm)	30 (mm)

ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0020DJ2-B	0 (mm)	20 (mm)
WS-0025DJ2-B	0 (mm)	25 (mm)
WS-0030DJ2-B	0 (mm)	30 (mm)
WS-0720DJ2-B	7 (mm)	20 (mm)
WS-0725DJ2-B	7 (mm)	25 (mm)
WS-0730DJ2-B	7 (mm)	30 (mm)
WS-1520DJ2-B	15 (mm)	20 (mm)
WS-1525DJ2-B	15 (mm)	25 (mm)
WS-1530DJ2-B	15 (mm)	30 (mm)
WS-3020DJ2-B	30 (mm)	20 (mm)
WS-3025DJ2-B	30 (mm)	25 (mm)
WS-3030DJ2-B	30 (mm)	30 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Предназначены для обеспечения доступа к желчному протоку с целью проведения широкого ряда процедур.

ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОМ ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ

- Рабочая длина: 2100 мм, диаметр вводимой части 2.5 мм, рабочий канал 2.8 мм, диаметр струны: 0.035 inch

МОНОВОЛОКНО

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0720DJ3	7 (mm)	20 (mm)
WS-0725DJ3	7 (mm)	25 (mm)
WS-0730DJ3	7 (mm)	30 (mm)
WS-1520DJ3	15 (mm)	20 (mm)
WS-1525DJ3	15 (mm)	25 (mm)
WS-1530DJ3	15 (mm)	30 (mm)
WS-2520DJ3	25 (mm)	20 (mm)
WS-2525DJ3	25 (mm)	25 (mm)
WS-2530DJ3	25 (mm)	30 (mm)

ВИТАЯ ПРОВОЛОКА

Артикул	Длина дистального конца	Длина режущей струны
WS-0720DJ3-B	7 (mm)	20 (mm)
WS-0725DJ3-B	7 (mm)	25 (mm)
WS-0730DJ3-B	7 (mm)	30 (mm)
WS-1520DJ3-B	15 (mm)	20 (mm)
WS-1525DJ3-B	15 (mm)	25 (mm)
WS-1530DJ3-B	15 (mm)	30 (mm)
WS-2520DJ3-B	25 (mm)	20 (mm)
WS-2525DJ3-B	25 (mm)	25 (mm)
WS-2530DJ3-B	25 (mm)	30 (mm)

ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОМ ИГОЛЬЧАТОГО ТИПА ТРЕХПРОСВЕТНЫЙ

- Для рассечения ткани под действием тока высокой частоты.
- Длина иглы: 5~10 мм
- Диаметр струны: 0.035 inch

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Длина иглы
WS-2421DZ05	φ 2.5 x 2100 (mm)	φ 2.8 (mm)	5 (mm)
WS-2421DZ07	φ 2.5 x 2100 (mm)	φ 2.8 (mm)	7 (mm)
WS-2421DZ10	φ 2.5 x 2100 (mm)	φ 2.8 (mm)	10 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- а Предназначены для обеспечения доступа к желчному протоку с целью проведения широкого ряда процедур.
- а Предназначены для электрокоагуляции.
- а В эндоскопии используют совместно с оборудованием для высокочастотной хирургии.



ЭЛЕКТРОД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

- а Для коагуляции мелких сосудов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-1810DQ	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1815DQ	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-2415DQ	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423DQ	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ЩИПЦЫ ДЛЯ «ГОРЯЧЕЙ» БИОПСИИ

- а Для дистанционной биопсии, вырезания небольших полипов и коагуляции мелких сосудов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415DG	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423DG	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ЭЛЕКТРОД ИГОЛЬЧАТОГО ТИПА

- а Для рассечения ткани током высокой частоты. Длина иглы: 4~8 мм

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2415DZ	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ СПРЕЙ-КАТЕТЕРЫ

- а Предназначены для промывания и орошения слизистой, введения анестезирующих и гемостатических веществ.

ОДИНАРНАЯ СТРУЯ, ПРЯМОЙ ВПРЫСК

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-1810PA	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1818PA	φ 1,9 x 1800 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-2418PA	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PA	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



РАВНОМЕРНО РАСПЫЛЯЮЩАЯ (ОРОШАЮЩАЯ) СТРУЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2418PB	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423PB	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)




ОБРАТНАЯ СТРУЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-1818PC	φ 1,9 x 1800 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-1825PC	φ 1,9 x 2500 (mm)	φ 2.0 (mm)
WS-2418PC	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАХВАТЫ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

Предназначены для захвата и извлечения инородных тел.




ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ИЗВЛЕКАЮЩИЕ С 3-МЯ ЗУБЦАМИ

Захватывающие зубцы плотно удерживают инородное тело или полип, не позволяя его.

ПРЯМОЙ КРЮЧОК НА КОНЦЕ ЗУБЦА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2418GM3G	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423GM3G	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



С ПЕТЛЕЙ НА КОНЦЕ ЗУБЦА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2418GM3Q	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423GM3Q	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ЩИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ИЗВЛЕКАЮЩИЕ С 4-МЯ ЗУБЦАМИ

Захватывающие зубцы плотно удерживают инородное тело или полип, не позволяя его.

ПРЯМОЙ КРЮЧОК НА КОНЦЕ ЗУБЦА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2418GM4G	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423GM4G	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



С ПЕТЛЕЙ НА КОНЦЕ ЗУБЦА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WS-2418GM4Q	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WS-2423GM4Q	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЗАГУБНИКИ

- ^a Предназначены для надежной фиксации и защиты от перекусывания гибких эндоскопов при проведении эндоскопии верхних отделов ЖКТ и дыхательных путей.

СТАНДАРТНЫЙ

Артикул	Максимальный размер
WS-YO-01 (не стерильный)	16 (mm)
WS-YO-01E	16 (mm)



С ФИКСАТОРОМ РЕЗИНКИ

Артикул	Максимальный размер
WS-YO-02 (не стерильный)	20 (mm)
WS-YO-02E	20 (mm)



С РЕЗИНКОЙ

Артикул	Максимальный размер
WS-YO-03 (не стерильный)	20 (mm)
WS-YO-03E	20 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ЩЕТКИ

- а Предназначены для очистки инструментальных каналов гибких эндоскопов.
- а Щетки нестерильные
- а Поставляются двух видов: односторонние и двусторонние



БЕЗ ТОРЦЕВОГО ВОРСА

Артикул		Диаметр щетины и рабочая длина	Диаметр рабо- чего канала
односторонняя	двусторонняя		
WS-0910VC	WS-0910WC	φ 2.0 x 1000 (mm)	1.2 (mm)
WS-1510VB	WS-1510WB	φ 3.0 x 1000 (mm)	2.0-2.2 (mm)
WS-1523VB	WS-1523WB	φ 3.0 x 2300 (mm)	2.0-2.2 (mm)
WS-1818VA	WS-1818WA	φ 5.5 x 1800 (mm)	2.8~4.2 (mm)
WS-1823VA	WS-1823WA	φ 5.5 x 2300 (mm)	2.8~4.2 (mm)



С ТОРЦЕВЫМ ВОРСОМ

Артикул		Диаметр щетины и рабочая длина	Диаметр рабо- чего канала
односторонняя	двусторонняя		
WS-1510VH	WS-1510WH	φ 3.0 x 1000 (mm)	2.0-2.2 (mm)
WS-1523VH	WS-1523WH	φ 3.0 x 2300 (mm)	2.0-2.2 (mm)
WS-1818VG	WS-1818WG	φ 5.5 x 1800 (mm)	2.8~4.2 (mm)
WS-1823VG	WS-1823WG	φ 5.5 x 2300 (mm)	2.8~4.2 (mm)



С ШАРИКОМ НА КОНЦЕ

Артикул		Диаметр щетины и рабочая длина	Диаметр рабо- чего канала
односторонняя	двусторонняя		
WS-0910VC(P)	WS-0910WC(P)	φ 2.0 x 1000 (mm)	1.2 (mm)
WS-1510VB(P)	WS-1510WB(P)	φ 3.0 x 1000 (mm)	2.0-2.2 (mm)
	WS-1523WB(P)	φ 3.0 x 2300 (mm)	2.0-2.2 (mm)
WS-1818VA(P)	WS-1818WA(P)	φ 5.5 x 1800 (mm)	2.8~4.2 (mm)
WS-1823VA(P)	WS-1823WA(P)	φ 5.5 x 2300 (mm)	2.8~4.2 (mm)
	WS-1823WA(P)/D	φ 5.5/10 x 2300 (mm)	2.8~4.2 (mm)

ОДНОРАЗОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ЩЕТКИ

- Предназначены для очистки портов клапанов.
- Щетки нестерильные

БЕЗ ТОРЦЕВОГО ВОРСА

Артикул	Диаметр щетины и рабочая длина
WS-1001W1	φ 10 x 60 (mm)



С ТОРЦЕВЫМ ВОРСОМ

Артикул	Диаметр щетины и рабочая длина
WS-1001W2	φ 10 x 60 (mm)



ОДНОРАЗОВЫЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЩЕТКИ

- Предназначены для сбора клеток слизи для их дальнейшего лабораторного исследования.

ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕТКА В ЧЕХЛЕ

- Идеальное сочетание жесткости и тонкости щетинок значительно улучшает качество сбора клеток.

Артикул	Диаметр щетки и рабочая длина	Диаметр щетины	Диаметр рабочего канала
WS-1810XA2	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2 (mm)	2.0 (mm)
WS-1816XA2	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2 (mm)	2.0 (mm)
WS-1816XA3	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 3 (mm)	2.0 (mm)
WS-2416XA3	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 3 (mm)	2.8 (mm)
WS-2416XA5	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 5 (mm)	2.8 (mm)
WS-2423XA3	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 3 (mm)	2.8 (mm)
WS-2423XA5	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 5 (mm)	2.8 (mm)



МНОГОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ

^a Предназначены для взятия образцов ткани.



ТИП БРАНШЕЙ - КРУГЛЫЕ

^a Предназначены для стандартной биопсии, минимально травмирующей ткань.


Артикул	Диаметр трубки и рабочая длина, мм	Диаметр рабочего канала, мм
WF-1807BS	φ 1,9 x 700	φ 2
WF-1810BS	φ 1,9 x 1000	φ 2
WF-1815BS	φ 1,9 x 1600	φ 2
WF-1825BS	φ 1,9 x 2500	φ 2
WF-2415BS	φ 2,5 x 1600	φ 2,8
WF-2423BS	φ 2,5 x 2300	φ 2,8



ТИП БРАНШЕЙ - ОВАЛЬНЫЕ

^a Предназначены для глубокой биопсии.

Артикул	Диаметр трубки и рабочая длина, мм	Диаметр рабочего канала, мм
WF-1807BT	φ 1,9 x 700	φ 2
WF-1810BT	φ 1,9 x 1000	φ 2
WF-1815BT	φ 1,9 x 1600	φ 2
WF-1825BT	φ 1,9 x 2500	φ 2
WF-2415BT	φ 2,5 x 1600	φ 2,8
WF-2423BT	φ 2,5 x 2300	φ 2,8



ТИП БРАНШЕЙ - ОВАЛЬНЫЕ С ИГЛОЙ

^a Предназначены для прицельной биопсии, предотвращающие скольжение, минимально травмирующие ткань.

Артикул	Диаметр трубки и рабочая длина, мм	Диаметр рабочего канала, мм
WF-2415BW	φ 2,5 x 1600	φ 2,8
WF-2423BW	φ 2,5 x 2300	φ 2,8

МНОГОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ БИОПСИИ

- Предназначены для взятия образцов ткани.

ТИП БРАНШЕЙ «АЛЛИГАТОР»

- Зубчатые бранши снижают скольжение инструмента по слизистой.

Артикул	Диаметр трубки и рабочая длина, мм	Диаметр рабочего канала, мм
WF-1807BU	φ 1,9 x 700	φ 2
WF-1810BU	φ 1,9 x 1000	φ 2
WF-1815BU	φ 1,9 x 1600	φ 2
WF-1825BU	φ 1,9 x 2500	φ 2
WF-2415BU	φ 2,5 x 1600	φ 2,8
WF-2423BU	φ 2,5 x 2300	φ 2,8



ТИП БРАНШЕЙ «АЛЛИГАТОР», ОДНА ПОДВИЖНАЯ

- Предназначены для биопсии ткани из поврежденных опухолей и узких просветов.
- Зубчатые бранши снижают скольжение инструмента по слизистой.

Артикул	Диаметр трубки и рабочая длина, мм	Диаметр рабочего канала, мм
WF-1807BV	φ 1,9 x 700	φ 2
WF-1810BV	φ 1,9 x 1000	φ 2
WF-1815BV	φ 1,9 x 1600	φ 2
WF-1825BV	φ 1,9 x 2500	φ 2
WF-2415BV	φ 2,5 x 1600	φ 2,8
WF-2423BV	φ 2,5 x 2300	φ 2,8




МНОГОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАХВАТА И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

- Предназначены для захвата и извлечения инородных тел из ЖКТ.

ТИП БРАНШЕЙ «АЛЛИГАТОР»

- Для захвата острых режущих предметов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Диаметр рабочего канала
WF-1807GH	φ 1,9 x 700 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GH	φ 1,9 x 1000 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GH	φ 1,9 x 1600 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825GH	φ 1,9 x 2500 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GH	φ 2,5 x 1600 (mm)	8.0 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GH	φ 2,5 x 2300 (mm)	8.0 (mm)	φ 2.8 (mm)



МНОГОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАХВАТА И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

^a Предназначены для захвата и извлечения инородных тел.



ТИП БРАНШЕЙ «КРЫСИНЫЙ ЗУБ»

^a Для захвата и извлечения плоских и твердых предметов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Диаметр рабочего канала
WF-1807GI	φ 1,9 x 700 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GI	φ 1,9 x 1000 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GI	φ 1,9 x 1600 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825GI	φ 1,9 x 2500 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GI	φ 2.5 x 1600 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GI	φ 2.5 x 2300 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.8 (mm)



ТИП БРАНШЕЙ «АЛЛИГАТОР+КРЫСИНЫЙ ЗУБ»

^a Для захвата и извлечения плоских и твердых предметов, находящихся в труднодоступных местах.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Диаметр рабочего канала
WF-1807GJ	φ 1,9 x 700 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GJ	φ 1,9 x 1000 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GJ	φ 1,9 x 1600 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825GJ	φ 1,9 x 2500 (mm)	5.5 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GJ	φ 2.5 x 1600 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GJ	φ 2.5 x 2300 (mm)	7.0 (mm)	φ 2.8 (mm)



ТИП БРАНШЕЙ «ПЕЛИКАН»

^a Для захвата и извлечения больших предметов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Диаметр рабочего канала
WF-1807GK	φ 1,9 x 700 (mm)	10.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GK	φ 1,9 x 1000 (mm)	10.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GK	φ 1,9 x 1600 (mm)	10.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825GK	φ 1,9 x 2500 (mm)	10.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GK	φ 2.5 x 1600 (mm)	15.0 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GK	φ 2.5 x 2300 (mm)	15.0 (mm)	φ 2.8 (mm)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАХВАТА И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ

^a Предназначены для захвата и извлечения инородных тел.

МНОГОРАЗОВЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ЩИПЦЫ С З-ЗУБЦАМИ

^a Захватывающие зубцы плотно удерживают инородное тело или полип, не позволяя его.

ПРЯМОЙ КРЮЧОК НА КОНЦЕ ЗУБЦА

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-1807GM3G	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GM3G	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GM3G	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GM3G	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GM3G	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)

С ПЕТЛЕЙ НА КОНЦЕ ЗУБЦА


Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-1807GM3Q	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GM3Q	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GM3Q	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GM3Q	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GM3Q	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ТИП БРАНШЕЙ «ОБРЕЗИНЕННЫЕ»

^a Для захвата и извлечения скользких, плоских или мелких предметов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Ширина раскрытия браншей	Диаметр рабочего канала
WF-1807GN	φ 1,9 x 700 (mm)	5.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1810GN	φ 1,9 x 1000 (mm)	5.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815GN	φ 1,9 x 1600 (mm)	5.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825GN	φ 1,9 x 2500 (mm)	5.0 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415GN	φ 2.5 x 1600 (mm)	11.5 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423GN	φ 2.5 x 2300 (mm)	11.5 (mm)	φ 2.8 (mm)



МНОГОРАЗОВЫЕ ИГЛЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

а Предназначены для введения лекарственных и анестезирующих веществ.



В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ТУБЕ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр иглы	Длина иглы	Диаметр рабочего канала
WF-1816PM2304	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1816PM2306	φ 1,9 x 1650 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2416PM2104	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2416PM2106	φ 2.5 x 1650 (mm)	21G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2416PM2306	φ 2.5 x 1650 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PM2104	φ 2.5 x 2300 (mm)	21G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PM2106	φ 2.5 x 2300 (mm)	21G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PM2304	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	4 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PM2306	φ 2.5 x 2300 (mm)	23G	6 (mm)	φ 2.8 (mm)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ИЗВЛЕКАЮЩИЕ КОРЗИНКИ

а Предназначены для дистанционного удаления инородных тел из ЖКТ.



ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

а Для извлечения круглых и скользких объектов.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WF-1807GL015	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WF-1810GL020	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-1819GL020	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-2415GL030	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WF-2419GL020	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2423GL035	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	35 (mm)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ИЗВЛЕКАЮЩИЕ КОРЗИНКИ

^a Предназначены для дистанционного удаления инородных тел из ЖКТ.

ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

^a Для извлечения круглых и скользких объектов.

НИТИНОЛ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WF-1807GL415	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WF-1810GL420	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-1819GL420	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-2415GL430	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WF-2419GL420	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2423GL430	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)



СПИРАЛЕВИДНАЯ

^a Для извлечения инородных тел.

НИТИНОЛ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WF-1807GL515	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WF-1810GL520	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-1819GL520	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-2415GL530	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WF-2419GL520	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2423GL530	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)



ОВАЛЬНАЯ

^a Для извлечения мелких и крупных камней.

НИТИНОЛ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Ширина раскрытия
WF-1807GL615	φ 1,9 x 700 (mm)	φ 2.0 (mm)	15 (mm)
WF-1810GL620	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-1819GL620	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-2415GL630	φ 2.5 x 1500 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WF-2419GL620	φ 2.5 x 1900 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2423GL630	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)



МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

а Предназначены для эндоскопической полипэктомии с применением электрокоагуляции.



ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛИПЭКТОМИИ

а Через петлю пропускается коагулирующий ток высокой частоты.


ОВАЛЬНАЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WF-2416DT15	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WF-2423DT15	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	15 (mm)
WF-2416DT20	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2423DT20	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	20 (mm)
WF-2416DT25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WF-2423DT25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WF-2416DT30	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)
WF-2423DT30	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	30 (mm)



ГЕКСАГОНАЛЬНАЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WF-1819DL20	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	20 (mm)
WF-2416DL25	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)
WF-2423DL25	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	25 (mm)



СЕРПОВИДНАЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр петли
WF-1819DB13	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	13 (mm)
WF-1819DB22	φ 1,9 x 1900 (mm)	φ 2.0 (mm)	22 (mm)
WF-2416DB22	φ 2.5 x 1650 (mm)	φ 2.8 (mm)	22 (mm)
WF-2423DB22	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)	22 (mm)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- ^a Предназначены для электрокоагуляции.
- ^a В эндоскопии используют совместно с оборудованием для высокочастотной хирургии.

ЭЛЕКТРОД ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ

- ^a Для коагуляции мелких сосудов.


Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-1810DQ	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1815DQ	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2415DQ	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2422DQ	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ЩИПЦЫ ДЛЯ «ГОРЯЧЕЙ» БИОПСИИ

- ^a Для дистанционной биопсии, вырезания небольших полипов и коагуляции мелких сосудов.

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-2416DG	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423DG	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ЭЛЕКТРОД ИГОЛЬЧАТОГО ТИПА

- ^a Для рассечения ткани током высокой частоты. Длина иглы: 4~8 мм

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-2416DZ	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 (mm)



МНОГОРАЗОВЫЕ СПРЕЙ-КАТЕТЕРЫ



^a Предназначены для промывания и орошения слизистой, введения анестезирующих и гемостатических веществ.

ОДИНАРНАЯ СТРУЯ, ПРЯМОЙ ВПРЫСК

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-1810PA	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1818PA	φ 1,9 x 1800 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2418PA	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PA	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



РАВНОМЕРНО РАСПЫЛЯЮЩАЯ (ОРОШАЮЩАЯ) СТРУЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-2418PB	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)
WF-2423PB	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 (mm)



ОБРАТНАЯ СТРУЯ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала
WF-1818PC	φ 1,9 x 1800 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-1825PC	φ 1,9 x 2500 (mm)	φ 2.0 (mm)
WF-2418PC	φ 2.5 x 1800 (mm)	φ 2.8 (mm)

МНОГОРАЗОВЫЕ ЧИСТЯЩИЕ ЩЕТКИ



^a Предназначены для очистки инструментальных каналов гибких эндоскопов.

С ШАРИКОМ НА КОНЦЕ

Артикул	Диаметр вводимой части и рабочая длина	Диаметр рабочего канала	Диаметр щетины
WF-1810W3	φ 1,9 x 1000 (mm)	φ 2.0 - 2.8 (mm)	φ 5 (mm)
WF-1816W3	φ 1,9 x 1600 (mm)	φ 2.0 - 2.8 (mm)	φ 5 (mm)
WF-2416W3	φ 2.5 x 1600 (mm)	φ 2.8 - 3.2 (mm)	φ 6 (mm)
WF-2422W3	φ 2.5 x 2300 (mm)	φ 2.8 - 3.2 (mm)	φ 6 (mm)