

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ



Вся информация о продукции, размещённой в настоящем каталоге, имеет исключительно информационный характер.

Производитель вправе в любое время вносить изменения в наименование продукции, изменять характеристики, схемы, внешний вид и комплектацию, корректировать и адаптировать информацию о продукции техническим условиям.

Ведущий ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ разработчик и производитель медицинских изделий из пластика.

1. 30-ти летний ОПЫТ РАБОТЫ.
2. На базе нашего предприятия осуществляется ПОЛНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ от производства различных видов медицинского пластика до изготовления сложных конструктивных изделий.
3. Производственная база отвечает требованиям как российских, так и международных систем КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА, что позволяет обеспечивать лечебные учреждения высокотехнологичными медицинскими изделиями Отечественного производства.
4. У нас организовано производство ШИРОКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ расходных материалов (дыхательные контуры (устройства дыхательные по РУ) и дыхательные фильтры) для аппаратов ИВЛ и НДА.
5. Объёмы площадок позволяют осуществлять ПРОИЗВОДСТВО В СУТКИ до 7000 дыхательных контуров.
6. Вся продукция производится на территории Российской Федерации из РОССИЙСКОГО СЫРЬЯ и соответствует всем требованиям Российских стандартов (ГОСТ) и современным нормам КАЧЕСТВА для производства изделий медицинского назначения.

Комплектации устройств дыхательных для совместного использования с анестезиологическим и реанимационным оборудованием могут быть произведены в соответствии со всеми ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ заказчиков.

АО «НПП «ИНТЕРОКО» является надёжным партнёром, имеющим многолетний опыт работы с медицинскими учреждениями по государственным контрактам, что подтверждает ответственное и добросовестное отношение к исполнению обязанностей поставщика, способного предложить качественные условия сотрудничества.





Анестезиология и реанимация

Дыхательные контуры

Комплект устройств, предназначенный для передачи воздуха или обогащенной кислородом (O_2) газовой смеси, вспомогательных газов или смеси воздуха с парами ингаляционных анестетиков от аппарата искусственной вентиляции воздуха (ИВЛ) или наркозно-дыхательного аппарата (НДА) к пациенту.


Конструктивная особенность дыхательных контуров обеспечивает работу с различными аппаратами ИВЛ и НДА. Стандартные конические соединители обеспечивают совместимость как с отечественными, так и импортными аппаратами ИВЛ и НДА.

Возможность комплектации дыхательных контуров различными комплектующими, такими как анестезиологические маски, дыхательные (резервные) мешки, наличие прямых коннекторов, дополнительного гофрированного шланга и соединителей, позволяет выполнять основные лечебные манипуляции.

Дыхательные контуры имеют ряд преимуществ:

- Не имеют клеевых замков и за счет этого обеспечивают больший уровень токсикологической безопасности. При изготовлении дыхательных контуров используется полностью безопасное российское сырье, не содержащее фталатов или латекс.
- Все элементы дыхательных контуров, включая соединители и Y-коннектор, прозрачные, что обеспечивает контроль и оценку образования конденсата, инородных тел.
- Наличие вставленного в Y-коннектор тест-колпачка позволяет удобно и быстро произвести тестирование дыхательной системы аппарата ИВЛ и НДА на сопротивление, «комплаинс» и герметичность.
- Использование современного оборудования при изготовлении дыхательных контуров обеспечивает высокое качество и удобство при использовании медицинским персоналом - коннекторы для подсоединения к аппарату имеют противоскользящие ребра и упоры, позволяющие с комфортом манипулировать патрубками как в перчатках, так и без них.

При производстве дыхательных контуров используется отечественное сырье, в условиях нестабильных валютных курсов стоимость дыхательных контуров стабильна и не подвержена влиянию внешних факторов.



1 Трубки дыхательного контура

Предназначены для проведения дыхательных газов во время дыхательного цикла, как правило, в процессе анестезии или искусственной вентиляции легких. Изделие функционирует как часть дыхательного контура или другого устройства для подачи газов (например, респираторной маски) или в сочетании с ними и / или подсоединяется к дыхательному мешку или аппарату искусственной вентиляции легких. Также используется совместно с кислородной маской, эндотрахеальной трубкой, увлажнителем или ингалятором для аэрозольного увлажнения, как правило, обогащенного кислородом.

Могут быть в следующем исполнении:


- гофрированные
- конфигурируемые (растяжимые)
- гладкоствольные

2 Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для взрослых

Предназначен для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги, для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом, а также может использоваться для фильтрации медицинских газов. Может также фильтровать другие мелкие частицы. Изделие содержит бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами, и тепловлагообменник для поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей. Имеет порт Luer для подключения линии мониторинга газов (капнометрия). Это изделие одноразового использования может быть стерильным или нестерильным.

Бактериальная эффективность фильтрации	99,99%	Мертвое пространство	50 мл	*
Вирусная эффективность фильтрации	99,99%	Диаметр коннекторов	22M / 15F - 22F / 15M	
Сопротивление при 30 л / мин	1,0 см вод. ст.	Масса	27 г	
Сопротивление при 60 л / мин	2,28 см вод. ст.	Рекомендованная продолжительность эксплуатации	24 часа	
Сопротивление при 90 л / мин	4,05 см вод. ст.			
Минимальный дыхательный объем	150 мл			

* Характеристики фильтров приводятся справочно.
Точные характеристики изделий предоставляются по запросу.



3 Электростатические фильтры для взрослых

Предназначены для помещения в дыхательный контур для удаления и удержания микробов, а также могут использоваться для фильтрации медицинских газов. Могут также фильтровать другие мелкие частицы. Представляют собой пластиковый корпус, который содержит бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами. Имеет порт Luer для подключения линии мониторинга газов (капнометрия). Это изделие одноразового использования может быть стерильным или нестерильным.

Бактериальная эффективность фильтрации	99,99%	Мертвое пространство	21 мл
Вирусная эффективность фильтрации	99,99%	Диаметр коннекторов	22M / 15F - 22F / 15M
Сопротивление при 30 л / мин	1,0 см вод. ст.	Масса	25 г
Сопротивление при 60 л / мин	2,36 см вод. ст.	Рекомендованная продолжительность эксплуатации	24 часа
Сопротивление при 90 л / мин	4,28 см вод. ст.		
Минимальный дыхательный объем	90 мл		

* Характеристики фильтров приводятся справочно.
Точные характеристики изделий предоставляются по запросу.

4 Соединитель угловой

Соединитель для совместимых комплектующих (например, трубок и лицевой маски или эндотрахеальной трубки), обеспечивающий создание дыхательного устройства. Изделие может функционировать только в составе дыхательного устройства и обычно подключается непосредственно к точке контроля вдоха / выдоха пациента. Изделие для одноразового использования.

Может быть в следующем исполнении:

- соединитель угловой
- соединитель угловой гибкий

5 Антимикробное исполнение

Все варианты дыхательных контуров могут быть изготовлены в антимикробном исполнении. В контуры включена антимикробная добавка на основе ионов серебра, разрешенная FDA для использования в медицинских целях.

Антимикробная добавка на основе ионов серебра продемонстрировала значительную антимикробную эффективность, в том числе против *Staphylococcus aureus*.


Ионы серебра сохраняются внутри и на поверхности дыхательного контура на протяжении всего срока службы медицинского изделия.

Антимикробные дыхательные контуры имеют светло-синий оттенок.

REF 2060000

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2063005


Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-

* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2063208


Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		



REF 2063308

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	3 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-


** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 2063209

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2063309


Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22М / 15F - 22М - 22М без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22М
Коннектор прямой	2 шт.	22М - 22М
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22М / 15F - 15М с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	3 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-

** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*




REF 2100001

Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		



REF 2103008


Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		



REF 2103208

Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer


** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 2103209

Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2103308

Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22М / 15F - 22М - 22М без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22М
Коннектор прямой	2 шт.	22М - 22М
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	3 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22М / 15F - 15М с портом Luer


** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 2103309

Трубка гофрированная 22	2 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	3 л
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2069008

Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2109008

Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2108001


Трубка гофрированная 22	1 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	2 шт.	1,0 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	1 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer

** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*




REF 2061000

Трубка гофрированная 22	1 шт.	1,6 м
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
<i>* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении</i>		



REF 2081000


Трубка гофрированная 22	1 шт.	1,8 м
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
<i>* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении</i>		



REF 2063018

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Фильтр	6 шт.	электростатический
Фильтр с ТВО	3 шт.	бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов


** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 2063019

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22М / 15F - 22М - 22М без портов
Коннектор угловой	1 шт.	22М / 15F - 15М с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22М
Коннектор прямой	2 шт.	22М - 22М
Фильтр с ТВО	100 шт.	бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2068008


Трубка гофрированная 22	1 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22	2 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	6 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	1 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer

* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 5063208


Трубка гофрированная 15	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 15 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	6 шт.	22F - 15M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
<i>* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении</i>		




REF 2063222

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 15M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Фильтр	2 шт.	электростатический
Фильтр с ТВО	1 шт.	бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником
Маска анестезиологическая	1 шт.	-

* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении




Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M с портами
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Фильтр	2 шт.	электростатический
Фильтр с ТВО	1 шт.	бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником
Вода стерильная	1 шт.	500 мл
Линия подачи воды	1 шт.	длина 1,5 м
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		



REF 5163208


Трубка гофрированная 15	2 шт.	1,6 м растяжимая
Трубка гофрированная 15 (лимб)	1 шт.	0,8 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	6 шт.	22F - 15M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-

** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 5123108


Трубка гофрированная 15	2 шт.	1,2 м растяжимая
Трубка гофрированная 15 (лимб)	1 шт.	0,5 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	6 шт.	22F - 15M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	1 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		




REF 2163208

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,6 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	2 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer

** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*




Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Соединитель	1 шт.	гофрированный с коннектором угловым 22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Фильтр	2 шт.	электростатический
Фильтр с ТВО	1 шт.	бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником
Вода стерильная	1 шт.	250 мл
Линия подачи воды	1 шт.	длина 1,5 м
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		



REF 2069025

Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Фильтр	2 шт.	электростатический
Вода стерильная	1 шт.	250 мл
Линия подачи воды	1 шт.	длина 1,5 м


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2069028

Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M с портами
Коннектор прямой (на трубки)	6 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2109028

Трубка гофрированная 22	4 шт.	1,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,2 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M с портами
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer


* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении



REF 2108038

Трубка гофрированная 22	1 шт.	2,0 м растяжимая
Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,0 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M с портами
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Влагосборник	1 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer


** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*



REF 2081030


Трубка гофрированная 22	1 шт.	1,8 м
Коннектор прямой (на трубку)	1 шт.	22F - 22M
Коннектор Т-образный (на трубку)	1 шт.	22M - 22M / 15F с портом для линии мониторинга
Коннектор прямой	1 шт.	22M - 22M
Трубка ПВХ	1 шт.	Длина трубки 2,1 м, внутренний диаметр 3,3 - 3,5 мм, наружный диаметр 6,2 - 6,4 мм
Соединитель	1 шт.	Соединение трубки ПВХ с портом прямого коннектора для линии мониторинга

** Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении*




REF 2069012

Трубка гофрированная 22	4 шт.	0,8 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	0,8 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	8 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Влагосборник	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении		




REF 2180001

Трубка гофрированная 22	2 шт.	1,8 м растяжимая
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	2 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
<i>* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении</i>		



REF 2010108

Трубка гофрированная 22	2 шт.	3,0 м
Трубка гофрированная 22 (лимб)	1 шт.	1,5 м
Y-образный коннектор	1 шт.	22M / 15F - 22M - 22M без портов
Коннектор прямой (на трубки)	4 шт.	22F - 22M
Коннектор прямой	2 шт.	22M - 22M
Коннектор угловой	1 шт.	22M / 15F - 15M с портом Luer
Мешок для дыхательного контура, одноразового использования	1 шт.	1 л
Тест-колпачок защитный	1 шт.	-
<i>* Дыхательный контур может быть изготовлен в антимикробном исполнении</i>		

Примечание:

Устройства дыхательные поставляются в комплектации, заявленной в каталоге и на сайте Компании.

Однако, комплектация может быть изменена Производителем по согласованию с Заказчиком.

Просьба перед заказом уточнять состав комплекта у вашего персонального менеджера.

Контакты

АО «НПП «ИНТЕРОКО»

Анестезиология и реанимация

140080, Московская обл., г. Лыткарино,
поселок Тураево, строение 8, зд. 121
info@interoko.ru

