

О КОМПАНИИ

Производственная компания ООО «Elastikum» учреждена в 2009 году. Специализацией предприятия является выпуск текстильных и медицинских изделий. Производственный комплекс расположен в г. Ташкенте.

ООО «Elastikum» представляет собой сочетание современных передовых производственных технологий и высококвалифицированных специалистов. В состав продукции входят лучшие сорта высококачественного хлопка.

На предприятии внедрена и поддерживается система менеджмента качества стандарта ISO:9001.



Elastikum
— больше,
чем объятия

Эластичная продукция



Изготовлена из гипоаллергенного воздухопроницаемого материала. Состоит из латекса, полиэстера и натуральной хлопчатобумажной пряжи.

Удобна в повседневной жизни, не ограничивает привычный распорядок дня.

Рекомендуется применять в комплексе с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтическим лечением и спортивными занятиями.



Повязка эластичная лучезапястная с петлей для большого пальца

Специальная петля для большого пальца кисти обеспечивает удобство при наматывании и дает возможность зафиксировать большую область лучезапястного сустава.

Использовать в качестве лечебно-профилактического средства для фиксации, защиты и поддержания в состоянии покоя связочного (костного) аппарата.

Применять при различных травмах: ушибах, межмышечных гематомах, частичных повреждениях мышц, артрозах и артритах, частичных повреждениях связок, до и послеоперационного периодов.



Размеры M

Обхват запястья см 16-18



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Повязка эластичная лучезапястная с дополнительной фиксацией

Более надежная фиксация, защита и поддержка суставов в состоянии покоя, за счет дополнительной застежки и удлиненной ленты.

Используется с целью фиксации после снятия гипсовой повязки, а также во время лечения поврежденных связок, артритов, различных переломов лучезапястного сустава.

В комплекте: 2 штуки



Размер M L

Обхват запястья, см 16-18 19-20



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Налокотник



Повязка
эластичная
с одним ребром
жесткости

Гетры
эластичные

Повязка эластичная лучезапястная с отверстием для пальца

Специальное отверстие для большого пальца кисти обеспечивает удобство при наматывании и дает возможность зафиксировать большую область лучезапястного сустава.

Фиксирует и разгружает кистевой, лучезапястный сустав, кости запястья, запястно-пястные сочленения.

Необходима при профилактики травм при физической нагрузке, занятиях спортом. Реабилитация после травм и операций I-го пястно-фалангового сустава. В ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки.

Размер

M

L

Обхват запястья, см

16-18

19-20

Воздухопроницаемость

Гипоаллергенность

Хлопок



Налокотник

Налокотники имеют высоту 25 см, что обеспечивает комфорт и поддержку локтевого сустава.

Предназначены для обеспечения стабильности и комфорта в локтевом суставе. Эффективно разгружают сустав и уменьшают боли различного характера (ревматизм, артрит, ушиб, растяжение).

Используются, как средство для профилактики травм локтевого сустава у лиц, подвергающихся тяжелой физической нагрузке и занятиям спортом. Применяются в ранний реабилитационный период, после операций на локтевом суставе.

В комплекте: 2 штуки

Размер

S

M

L

XL

Ширина, см:

выше локтя

21

23

26

28

ниже локтя

16

18

20

23

Воздухопроницаемость

Гипоаллергенность

Хлопок





Повязка эластичная лучезапястная “суппорт”

Используется при вывихах, растяжениях и в ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки. С целью предупреждения травм при занятиях спортом.

Удобна в применении, имеется застежка “Велкро”
В комплекте: 2 штуки

Размер	M	L			
Обхват запястья, см	16-18	19-20	Воздухопроницаемость	Гипоаллергенность	Хлопок



Повязка эластичная лучезапястная с отверстием для пальца с одним ребром жесткости

Специальное отверстие для большого пальца кисти дает возможность зафиксировать большую область лучезапястного сустава.

Наличие металлического ребра жесткости способствует надежной фиксации, защите и поддержке сустава в состоянии покоя.

Необходима при профилактики травм, физической нагрузке и занятиях спортом. Реабилитация после травм и операций фалангового сустава. В ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки.

Размер	M	L			
Обхват запястья, см	16-18	19-20	Воздухопроницаемость	Гипоаллергенность	Хлопок



Плечевой бандаж

Для взрослых (для правой и левой руки)

Снабжен ремнями, длину которых можно индивидуально регулировать. Ремень вокруг талии фиксирует положение руки к телу, что удобно при перемещении больного.

Плечевой бандаж необходим при ушибах, вывихах и растяжениях, при травмах и после операций на плечевой пояс и верхнюю конечность. Применяется в ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки.

Надежная фиксация и поддержка верхней конечности. Разгрузка плечевого сустава.

Для детей (для правой и для левой руки)

Изделие умеренно фиксирует верхнюю конечность и локтевой сустав к грудной клетке. Бандаж снимает нагрузку с суставов и мышечно-связочного аппарата, позволяет ускорить процесс реабилитации.

Снабжен ремнями, длину которых можно индивидуально регулировать. Ремень вокруг талии фиксирует положение руки к телу, что удобно при перемещении больного.

Используется во время и после ношения гипсовой повязки с иммобилизацией локтевого сустава. Также бандаж применяется при частичных повреждениях связок локтевого сустава, ушибах, при травмах мышц предплечья.

Размер

универсальный



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Гетры эластичные

Гетры имеют высоту 50 см, что обеспечивает комфорт для всей части ноги.

Гетры эластичные медицинские необходимы для профилактики и лечения артрита, при варикозном расширении вен, при воспалении кровеносных сосудов.

Эффективная помощь при спортивных травмах, ревматизме и схожих с ними заболеваниях, вызывающих боль и затрудненность передвижения.

Размер	S	M
Обхват голени, см	22	24
Обхват бедра, см	43	47



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Гольфы

Гольфы имеют высоту 50 см, что обеспечивает комфорт для всей части ноги.

Гольфы – один из наиболее современных и эффективных способов профилактики и лечения варикозного расширения вен, тяжести в ногах, отеков, а также болевых ощущений. Внешне практически не отличаются от обычных, что делает их незаметным ежедневным спутником здоровья ног.

Размер 1 2



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Наколенник

Изготовлены из эластичного полотна, состоящего из латекса, полиэстера, акрила и натуральной хлопчатобумажной пряжи. Имеют высоту 25 см, что обеспечивает комфорт и поддержку коленного сустава.

Необходимы при ушибах, вывихах, растяжениях и других травмах. Надежная фиксация, защита и поддержка суставов в состоянии покоя. Отличное средство профилактики травм коленного сустава у лиц, подвергающихся тяжелой физической нагрузке и занятиям спортом.

Применяются в ранний реабилитационный период, после операций на коленном суставе.
В комплекте: 2 штуки

Размер	S	M	L	XL
Ширина, см:				
выше колена	30	32	35	36
ниже колена	24	26	29	30


Воздухопроницаемость


Гипоаллергенность


Хлопок



Повязка для фиксации голеностопного сустава разъемная

Применяется в ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки, а также операций на голеностопном суставе и стопе.

Надежная фиксация, защита и поддержка суставов в состоянии покоя.

Отличное средство профилактики растяжения связок голеностопного сустава у лиц, подвергающихся тяжелой физической нагрузке. Удобна в применении, имеется застежка “Велкро”.
В комплекте: 2 штуки

Размер

M L


Воздухопроницаемость


Гипоаллергенность


Хлопок





Повязка для фиксации голеностопного сустава неразъёмная

Применяется в ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки, а также операций на голеностопном суставе и стопе.

Надежная фиксация, защита и поддержка суставов в состоянии покоя.

Отличное средство профилактики растяжения связок голеностопного сустава у лиц, подвергающихся тяжелой физической нагрузке.
В комплекте: 2 штуки

Размер

М L



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Повязка для фиксации голеностопного сустава удлиненная с дополнительной фиксацией

Предназначена для обеспечения стабильности и комфорта в голеностопном суставе. Эффективно разгружает сустав и уменьшает боли различного характера (ревматизм, артрит, ушиб, растяжение)

Повязку используют так же в профилактических целях для предотвращения травм голеностопного сустава при повышенной нагрузке, в ранний реабилитационный период, после снятия гипсовой повязки, а также операций на голеностопном суставе и стопе.

Натуральный состав и особая структура повязки обеспечивают дыхание и комфорт кожи даже при длительном ношении.

Размер

М L



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Корсет пояснично-крестцовый жесткий

Усиленная фиксация и поддержка, за счет наличия двух металлических ребер жесткости. Обеспечивает жесткую степень фиксации позвоночника. Несмотря на жесткость фиксации, корсет отличается легкостью конструкции, незаметен под одеждой.

Необходим при грыжах межпозвоночных дисков, для профилактики остеохондроза и радикулита, при боли в поясничной области, перенапряжении мышц поясницы.

Применяется при острых и хронических болях в пояснице, вызванных заболеваниями (остеохондроз, грыжи межпозвонковых дисков), а также в период реабилитации после травм и операций в поясничном отделе позвоночника.



Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110
Воздухопроницаемость Гипоаллергенность Хлопок			

Корсет пояснично-крестцовый

Надежная фиксация и поддержка позволяет оптимально расположить корсет, улучшить прилегание изделия и индивидуально отрегулировать фиксирующие возможности корсета.

Необходим при грыжах межпозвоночных дисков, для профилактики остеохондроза и радикулита, при боли в поясничной области, перенапряжении мышц поясницы.

Применяется при легком и умеренном болевом синдроме в пояснично-крестцовом и нижне-грудном отделах позвоночника, а также в ранний реабилитационный период после родов, операций и травм.



Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110
Воздухопроницаемость Гипоаллергенность Хлопок			



Корсет пояснично-крестцовый Soft

Надежная фиксация и поддержка позволяет оптимально расположить корсет, улучшить прилегание изделия и индивидуально отрегулировать фиксирующие возможности корсета. Имеет согревающий эффект, за счет специального полотна с добавлением акрила на тыльной стороне изделия.

Необходим для профилактики остеохондроза и радикулита, для разгрузки пояснично-крестцового отдела позвоночника и уменьшения боли в нижней части спины. Создает согревающий эффект, активизирует кровообращение и работу собственных мышц, поддерживает мускулатуру спины.

Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Корсет пояснично-крестцовый Double

Усиленная фиксация и поддержка, за счет наличия двух металлических ребер жесткости и дополнительной застежки, которая обеспечивает удвоенную фиксацию.

Необходим при грыжах межпозвоночных дисков, для профилактики остеохондроза и радикулита. Стабилизирует суставно-связочный аппарат, уменьшает нагрузку на поясницу, нормализует положение позвонков при смещении.

Применяется при острых и хронических болях в пояснице, вызванных заболеваниями (остеохондроз, грыжи межпозвоночных дисков), а также в период реабилитации после травм и операций.

Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Бандаж медицинский дородовой

Необходим для профилактики осложнений во время беременности, снижения давления на органы малого таза, поддержки правильного положения плода.

Эффективно снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника. Надежная фиксация и поддержка, за счет дополнительных лент и застежки.

Бандаж носят, надевая на хлопчатобумажное белье. Изделие обеспечено застежкой текстильной «Велкро», позволяющей удобно подбирать силу компрессии бандажа.

Размер	L	XL	XXL			
Обхват бедер, см	90-100	101-110	111-120			
				Воздухопроницаемость	Гипоаллергенность	Хлопок



Бандаж медицинский послеродовой

Усиленная фиксация, поддержка за счет наличия ребер жесткости и дополнительной застежки.

Рекомендуется носить после беременности в качестве поддержки брюшной полости и для быстрого восстановления послеродового периода (кесарева сечения), любых других хирургических вмешательств в случаях профилактики послеоперационных грыж. Восстановление мышечного “корсета”.

Размер	L	XL	XXL			
Обхват бедер, см	80-90	91-100	101-110			
				Воздухопроницаемость	Гипоаллергенность	Хлопок





Бандаж медицинский
дородовой



Бандаж
медицинский
послеродовой



Пояс эластичный медицинский универсальный (послеоперационный)

Препятствует образованию послеоперационных грыж, регулирует экскурсию стенок брюшной полости.

Для сокращения сроков реабилитации после полостных и иных операций.

Применяется при лечении различных заболеваний:

- травмы и повреждения мышц брюшного пресса;
- грыжи белой линии живота;
- грыжи послеоперационные;
- опущение органов брюшной полости и почек;
- атония мышц брюшной полости.

Так же рекомендуется женщинам после родов.

Высота пояса 25 см.

Размер KXS KS KM KL KXL KXXL KXXXL

Обхват талии, см 60-67 68-75 76-81 82-87 88-98 99-109 110-120



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Корректор осанки взрослый

Необходим для поэтапного исправления нарушения осанки, сутулости, сколиоза. Применяется в ранний реабилитационный период, после операций на грудной, поясничные отделы позвоночника.

Наличие удобной системы лямок и стяжек, металлических ребер жесткости и плотной спинки, обеспечивает надежную фиксацию, восстановление физиологического положения плечевого пояса, а также разгрузку груднопоясничного отдела позвоночника.

Рекомендуется применять в комплексе с лечебной физкультурой, массажем, физиотерапевтическим лечением.

Размер

S

M

L

XL

XXL

Обхват талии, см

64-69

71-79

81-89

91-99

101-109



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Корректор осанки детский

Снабжен двумя ребрами жесткости и системой лямок для восстановления и сохранения правильной осанки.

Необходим для поэтапного исправления нарушения осанки, сутулости, сколиоза. Профилактика нарушений осанки у детей.

Активная коррекция сутулости, сколиотических деформаций позвоночника в начальной стадии. Период реабилитации после травм и операций на грудном отделе позвоночника. Повышенная физическая нагрузка, вынужденное длительное пребывание в статическом положении.

Изделие можно регулировать под особенность фигуры ребенка и делает ежедневное использование простым и комфортным. Сохраняет физиологический объем движений и не исключает работу мышц спины. Не препятствует нормальному ритму сердца и дыханию.

Размер

XS

XM

S

Обхват талии, см

50-55

57-62

64-69



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок





Бандаж медицинский для фиксации грудной клетки

Изготовлен из прочного и эластичного медицинского полотна, не содержащего биологически активных веществ. Может надеваться непосредственно на тело, закрепляется с помощью застежки-липучки "Велкро".

Необходим после операций на сердце, в реабилитационный период после перелома рёбер, тупых и острых травм грудной клетки.

Размер	L	XL	XXL
Обхват груди, см	90-100	101-110	111-120



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Бандаж медицинский на шейный отдел позвоночника

Специально спроектированная форма шины позволяет избегать давления бандажа над областью гортани. Изготовлен из пенополиуретана с чехлом из хлопка.

Применяется при профилактике заболеваний шейного отдела позвоночника, при длительном напряжении мышц шеи и надплечий (при работе за компьютером, при длительных поездках в транспорте и др.), болевых ощущениях в шее, головокружении, состоянии после инсультов (симптомы нарушения кровотока по позвоночным артериям). Комплексное лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника (после массажа, физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры).

Размер	S	M	L
Обхват шеи, см	25-33	33-42	42-52



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Трусы медицинские для мальчиков

Область применения:

- после циркумизации (удаления крайней плоти) у мальчиков.

Особенности:

- Пластиковый каркас ортопедической формы предохраняет чувствительное место от ударов и повреждений, особенно опасных в период реабилитации, а также обеспечивает требуемый уровень гигиены. Практичен после операционного вмешательства, не повреждает швов. В трусиках можно спокойно спать, что особенно важно для совсем маленьких детей, которые вертятся во сне;
- Легко снимаются и позволяют удобно проводить перевязку;
- Овальные отверстия на пластиковом каркасе обеспечивают воздухообмен.

Размер	XS	XM	S
Вес, кг	до 14	14-24	24-34



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Бандаж медицинский эластичный для пупочной грыжи детский до года Universal

Изготовлен из прочного и эластичного материала с обязательным элементом пелотом (т.е. полужестким аппликатором), для удержания грыжевого дефекта, фиксации брюшной полости и защиты пупочной грыжи от ущемления до года. Фиксируется на теле при помощи застежки "Велкро".

Применяется для консервативного (нехирургического) лечения детской пупочной грыжи, т.к. препятствует выпадению внутренних органов в грыжевой мешок.

Размер Универсальный



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Бандаж медицинский эластичный для пупочной грыжи детский

Изготовлен из прочного и эластичного материала с обязательным элементом пелотом (т.е. полужестким аппликатором), для удержания грыжевого дефекта, фиксации брюшной полости и защиты пупочной грыжи от ущемления. Фиксируется на теле при помощи застежки "Велкро".

Применяется для консервативного (нехирургического) лечения детской пупочной грыжи, т.к. препятствует выпадению внутренних органов в грыжевой мешок.

Размер XS XM

Обхват талии, см 45-55 56-65



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Бандаж при пупочной грыже

Изготовлен из эластичного сетчатого трикотажного полотна и микроджинса, обеспечивающих воздухообмен и не раздражающих кожу.

Необходим для профилактики выпадения, ущемления и увеличения размеров (вправимые грыжи), рецидивов в послеоперационный период.

Помощь лицам, подвергающимся тяжелой физической нагрузке. Отличный эффект за счет дополнительного поддерживающего элемента для плотного прилегания к грыжевым воротам.

Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	92	105	113
Воздухопроницаемость Гипоаллергенность Хлопок			



Бандаж при паховой грыже

Необходим для профилактики ущемления и увеличения размеров (вправимые грыжи), рецидивов в послеоперационный период, образования грыж у лиц, подвергающихся тяжелой физической нагрузке.

Отличный эффект за счет плотного прилегания к грыжевым воротам. Бандаж противопоказан при невправимой паховой грыже.

Размер	S	M	L	XL	XXL
Длина бандажа, см	78	84	96	108	116
Воздухопроницаемость Гипоаллергенность Хлопок					





Бандаж медицинский для стомированных больных

Предназначен для поддержания и фиксации брюшной полости, передней, боковой брюшной стенки после операций колостомии, илеостомы, уростомы, а также обеспечивает комфортный уход за стомой.

Использование бандажа в послеоперационный период, для стомированных больных, поможет Вам чувствовать себя в большей безопасности и комфорте. Имеет разъемную конструкцию. Полноценная реабилитация оперированных больных.

Размер	L	XL	XXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок



Бандаж медицинский для межпозвоночной грыжи

Необходим при лечении грыжи позвоночника, операции на спине и животе, травматических повреждениях брюшной стенки, разрыве скелетной мускулатуры спины, слабости брюшного пресса.

Изготовлен из прочного и эластичного медицинского полотна, не содержащего биологически активных веществ, может надеваться непосредственно на тело. Закрепляется с помощью застежки-липучки "Велкро".

Размер	L	XL	XXL	XXXL
Обхват талии, см	80-90	91-100	101-110	111-120



Воздухопроницаемость



Гипоаллергенность



Хлопок

Эластичный медицинский бинт
в виде повязки для создания
компрессионного давления и для
закрепления шин.

Предназначен для лечения и
профилактики хронического
воспаления вен до и
послеоперационного периода.
Для профилактики появления
гематом и фиксации
эндопротезов в стабильном
положении после пластических
операций, а также вывихов,
растяжений, отеков и других
травматических осложнений.
Так же используется в роли
спортивного биндажа.



Эластичный бинт медицинский



— Ширина: 14 см

I Длина: 5 м



— Ширина: 14 см

I Длина: 3 м



— Ширина: 14 см

I Длина: 1,5 м



— Ширина: 14 см

I Длина: 0,6 м

Эластичный бинт медицинский



— Ширина: 12 см

I Длина: 5 м



— Ширина: 12 см

I Длина: 1,5 м



— Ширина: 12 см

I Длина: 3 м



— Ширина: 12 см

I Длина: 0,6 м



— Ширина: 10 см

I Длина: 5 м



— Ширина: 10 см

I Длина: 1,5 м



— Ширина: 10 см

I Длина: 3 м



— Ширина: 10 см

I Длина: 0,6 м

Эластичный бинт медицинский



— Ширина: 8 см

I Длина: 5 м



— Ширина: 8 см

I Длина: 1,5 м



— Ширина: 8 см

I Длина: 3 м



— Ширина: 8 см

I Длина: 0,6 м



— Ширина: 6 см

I Длина: 5 м



— Ширина: 6 см

I Длина: 1,5 м



— Ширина: 6 см

I Длина: 3 м



— Ширина: 6 см

I Длина: 0,6 м

Ватная продукция

Вата медицинская гигиеническая — изготавливается из 100% хлопка, без добавок и примесей, предназначена для всевозможных медицинских манипуляций, связанных с обработкой ран, а также для снятия макияжа, ежедневного гигиенического ухода, как для детей, так и для взрослых.

Обеспечивает максимальный впитывающий и очищающий эффект. Подходит для любых типов кожи и не имеет противопоказаний.







100гр

50гр

Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая нестерильная ZIGZAG

Вата ZIGZAG — хлопковая медицинская гигроскопичная изготовлена из 100% натурального, длиноволокнистого хлопка, в котором полностью отсутствуют ватный пух и любые сорные примеси. Вата ZIGZAG прочесана в однослойную ленту, равномерно и удобно уложена в индивидуальную упаковку.

Вата отбеленная гигроскопическая нестерильная (непрессованная, распушенная)



100гр

50гр

25гр

Вата отбеленная гигроскопическая стерильная


Применяется в случае контакта с открытой раневой поверхностью. Незаменима при проведении общехирургических манипуляций.


Упакованная вата, прошедшая обработку, остается стерильной в течение 5 лет.



Вата отбеленная
гигроскопическая
нестерильная (рулон)

Тканые и марлевые медицинские бинты





Бинты - марлевые полоски разной ширины, предназначенные для фиксации и удерживания повязки. Как и большинство перевязочных материалов, обладают хорошей гигроскопичностью, что делает их незаменимыми в хирургии и ожоговой медицине.

Бинт марлевый



Бинт марлевый стерильный



Размеры:

5 м x 10 см

5 м x 7 см

7 м x 14 см

Бинт стерильный применяется в качестве перевязочного материала. Возможно использование на открытые раны. Стерилизация— паровой метод.

Бинт марлевый нестерильный



Размеры:

5 м x 5 см

5 м x 7 см

5 м x 8,5 см

5 м x 10 см

7 м x 7 см

7 м x 8,5 см

7 м x 10 см

7 м x 12 см


7 м x 14 см

Бинт марлевый изготовлен из высококачественной отбеленной хлопчатобумажной медицинской марли (100% хлопок). Может быть частью как домашней аптечки, так и набора скорой помощи.

Бинт тканый

Бинт тканый произведен из высококачественной хлопчатобумажной пряжи, предназначен для наложения гипсовой фиксирующей повязки.

Бинт тканый
медицинский
нестерильный
фиксирующий



Размеры:

5 m x 10 cm

7 m x 14 cm

Бинт тканый
стерильный



Размеры:

5 m x 10 cm

7 m x 14 cm

Марлевая продукция

Марля медицинская - легкая, прозрачная,
рыхлая, гигроскопичная хлопчатобумажная
ткань полотняного переплетения. 100% хлопок







Медицинская маска для лица

Многоразовое индивидуальное
средство защиты органов
дыхания от бактерий и
вирусов, передающихся
воздушно-капельным путем.
14 см x 20 см 6-слойные

Пакет перевязочный медицинский стерильный с одной подушечкой



Используется для оказания первой помощи при несчастных случаях, авариях, стихийных бедствиях и других опасных ситуациях, в том числе и в очаге военных действий. Благодаря наличию ватно-марлевой подушки, кровотечение можно быстро остановить, ожидая профессиональной медицинской помощи.

Марля медицинская отбеленная



Марля медицинская
отбеленная в рулонах по
1000м

Производится по
предварительному заказу
любой плотности и ширины.

Марля используется для медицинских целей, как основа для
перевязочного материала, для изготовления ватно-марлевых повязок.
Из нее производятся бинты, салфетки, повязки, тампоны, маски.

Салфетки медицинские стерильные



Применяются для использования в качестве готовых операционно-
перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран,
при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки
кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного
материала, давления на какую-нибудь часть тела.