

MEDITU Kft



Группа Компаний НПКЦ МИЗ
официальный представитель Медитю Кфт Венгрия

ООО «НПКЦ «МИЗ»» центральный офис, г. Нижний Новгород
телефон/факс: (831) 212-44-33
адрес: 603108, Нижний Новгород, ул. Кузбасская, д. 11.
e-mail: npkc@npkc.nnov.ru

ООО «НПКЦ «МИЗ»» филиал, г. Екатеринбург
телефон/факс: (343) 30-100-30
адрес: 620109, Екатеринбург, ул. Заводская, д. 27, оф.308а
e-mail: npkcekat@mail.ru

ООО «НПКЦ «МИЗ»» филиал, г. Ростов-на-Дону
телефон/факс: (863) 231-22-05, 231-22-10, 209-98-99
адрес: 344092, Ростов-на-Дону, ул. Бодрая, д.28/42
e-mail: npkcmizr@mail.ru

иглы хирургические

MEDITU Kft



В течение 50 лет Медитю Кфт Венгрия является производителем хирургических игл.

При производстве мы гарантируем высочайшее качество продукции, учитывая потребности наших клиентов. Основной принцип успеха нашей компании состоит в многолетнем опыте производства и использовании новейших технологий. Иглы производятся из стали высочайшего качества, не нарушая экологии окружающей среды.

Мы экспортируем наши иглы в более чем 40 стран, находящихся во всех частях мира.

Система менеджмента и качества, которую мы применяем для развития производства и реализации, отвечает стандартам DIN EN ISO 13485:2003, EU Directive 93/42.



MEDITU Kft



Группа Компаний НПКЦ МИЗ
официальный представитель Медито Кфт Венгрия

Хирургические иглы, представленные в каталоге, как с непружинящим, так и с пружинящим ушком, электрополированы и изготовлены из современного коррозионностойкого материала. Их гибкость, прочность, долговечность колющей и режущей частей, а так же их коррозионностойкость соответствуют всем требованиям использования и хранения. Твердость игл соответствует HV 4700-6000 N/mm².

Иглы упаковываются в герметичные пластиковые пакетики, что дает возможность хранить их без риска образования коррозии или других повреждений. Даже после неоднократной стерилизации иглы не ржавеют и сохраняют блеск.

Все вышеперечисленные преимущества на практике достигаются только при бережном обращении и надлежащем использовании игл.

Для сохранения гибкости и долговечности избегайте перегрева игл.

Для более эффективной стерилизации и достижения антипирогенности рекомендуется тщательно обрабатывать иглы в стерильных условиях чистым спиртом.

Недопустимо использование нити в диаметре превышающей диаметр иглы, так как это повышает риск разрушения ушка иглы, а так же оставит излишне широкий и рваный шовный канал на сшиваемой ране.



Справочная таблица по иглам хирургическим		
Тип острия	Описание	Область применения
Колющая	Тело иглы круглое, уплощенное в середине для лучшего захвата в иглодержателе. Коническое, очень гладкое острие иглы облегчает проникновение.	Используют преимущественно при работе с внутренними органами. Применяются для наложения анастомозов, при сечении мягких однородных тканей (мышц, фасций, слизистых оболочек и т.п.).
Режущая	Треугольное сечение на всем протяжении с режущей кромкой внутреннего направления. За счет третьей режущей кромки игла приобретает повышенную прочность в области острия и легче прокалывает твердые ткани.	Для сшивания плотных тканей, кожи
Обратно-режущая	Треугольное сечение на всем протяжении с наружной режущей кромкой. За счет третьей режущей кромки иглы приобретают повышенную прочность в области острия и легче прокалывает твердые ткани. Более предпочтительны для узловатого шва, испытывающего постоянное натяжение. За счет того, что гладкое основание иглы обращено к ране, при затягивании шва меньше шансов его прорезать.	Для сшивания плотных тканей, кожи
С режущим наконечником «троакар»	Игла круглая в сечении с режущим наконечником. Режущий наконечник получают путем обточки конусного острия иглы. За счет уменьшения канала, образуемого в тканях, по сравнению с режущей и глой такая форма иглы позволяет значительно снизить травматизацию тканей.	Для твердых тканей (апоневроз, сосуд с кальцификатами и т.п.). Уменьшение канала, образуемого в тканях, по сравнению режущей иглой.

* Иллюстрации в каталоге отображают размер игл в натуральную величину.

Тип ушка

пружинящее
четные номера


Вид игл

прямые	полуизогнутые	2/8 окружности	3/8 окружности
			
полукруглые	5/8 окружности	S-образной формы	крючок
			

Тип острия (профиль)

обратно-режущее	круглое	троакар	режущее
			

Пример

Тип и размер игл заказываются из каталога, согласно следующего примера:

В 502	11	—
Тип иглы	Размер	Нестерильная

Иглы хирургические
для сшивания кожи, мышц, сухожилий


G / GR / GT полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
G 504		
GR 514		
GT 516		


B / BR / BT изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
B 502		
BR 510		
BT 512		
B 002		

B / BR / BT



G / GR / GT



B 002



* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
B BR BT G GR GT	000	1,80	100
	00	1,60	92
	0	1,60	85
	1	1,40	80
	2	1,40	75
	3	1,30	70
	4	1,30	65
	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	50
	8	1,00	45
	9	1,00	40
	10	0,90	36
	11	0,80	32
	12	0,80	28
	13	0,70	25
B 002	14	0,70	22
	15	0,60	20
	16	0,60	18
	10	1,10	36

Иглы хирургические
для сшивания кожи, мышц, сухожилий

GA / GAR / GAT полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
GA 508		
GAR 498		
GAT 500		
G 002		

Ha полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
Ha 572		




ET полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
ET 528		

K / KR прямые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
K 518		
KR 418		

GA / GAR / GAT



* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
GA GAR GAT	000	2,00	90
	00	1,80	80
	0	1,80	70
	1	1,60	60
	2	1,60	55
	3	1,50	50
	4	1,40	45
	5	1,30	40
	6	1,20	35
	7	1,10	30
	8	1,00	25
	9	0,90	22
	10	0,80	19
	11	0,80	16
Ha	1	1,40	45
	2	1,30	40
	3	1,20	35
	4	1,10	30
ET K KR	1	1,00	47
	0	1,00	80
	1	0,90	75
	2	0,90	70
	3	0,90	65
	4	0,80	60
	5	0,80	55
	6	0,80	50
	7	0,70	45
	5	1,80	60
G 002	5	1,80	60



Иглы хирургические
для сшивания кожи, мышц, сухожилий

A / AR полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
A 506		
AR 496		


H / HR изогнутые 5/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
H 522		
HR 422		


* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
A AR	000	1,80	100
	00	1,60	92
	0	1,60	85
	1	1,40	80
	2	1,40	75
	3	1,30	70
	4	1,30	65
	5	1,20	60
	6	1,20	55
	7	1,10	50
	8	1,00	45
	9	1,00	40
	10	0,90	36
	11	0,80	32
	12	0,80	28
	13	0,70	25
H HR	14	0,70	22
	15	0,60	20
	16	0,60	18
	00	1,40	75
	0	1,20	60
	1	1,10	52
	2	1,00	45
	3	0,90	38
	4	0,80	30
	5	0,70	22

A / AR



H / HR



Иглы хирургические
для сшивания кожи, мышц, сухожилий

BE / BER изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
BE 560		
BER 562		

GE / GER полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
GE 548		
GER 566		

Fn полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
Fn 546		




M / MT
полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
Mayo 542		
MayoT 442		

* размеры в мм			
Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
BE BER GE GER	7	1,10	52
	9	1,00	47
	12	0,90	38
	14	0,80	34
	16	0,80	30
Fn	19	0,70	23
	1	1,40	74
	2	1,30	63
M MT	3	1,40	42

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
KG-526		

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
KG	1	1,20	55
	2	1,10	50
	3	1,00	45
	4	1,00	40
	5	0,90	36
	6	0,80	34
	7	0,80	32
	8	0,80	30
	9	0,80	26
	10	0,70	23
	11	0,60	20
	12	0,60	18



Иглы хирургические
для кишечного шва и обшивания

PD изогнутые 3/8 окружности



Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PD 534		

PB полукруглые 1/2 окружности


Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PB 538		
PB 002		
PB 001		

PC прямые


Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PC 536		




PB 001



PB 002



PC



* размеры в мм


Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PB	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
PC	9	0,50	15
	10	0,50	12
	5	0,40	25
	6	0,40	22
PB 001	8	0,40	18
	9	0,40	16
	10	0,40	12
	1	0,70	50

Иглы хирургические
для кишечного шва и обшивания

PA полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PA 532		


* размеры в мм			
Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PA	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
	10	0,50	12



PD изогнутые 5/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PD 544		

* размеры в мм			
Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PD	00	0,80	75
	0	0,80	65
	1	0,70	55
	2	0,70	45
	3	0,60	36
	4	0,60	30
	5	0,60	25
	6	0,60	22
	7	0,50	20
	8	0,50	18
	9	0,50	15
	10	0,50	12



Иглы хирургические
для глазного и сосудистого шва

OA полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OA 550		

OB изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OB 552		

OG полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
OG 554		

KT изогнутые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
KT 557		

PAC прямые


Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PAC 555		

PAG полукруглые 1/2 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PAG 655		

NE прямые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
NE 574		




* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
OA OB OG	0	0,60	36
	1	0,60	30
	2	0,50	25
	3	0,50	21
	4	0,50	18
	5	0,50	15
KT	6	0,50	12
	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
	3	0,35	16
PAC	4	0,35	12
	2	0,35	25
	3	0,35	22
PAG	5	0,35	16
	00	0,35	30
	0	0,35	25
	1	0,35	22
	2	0,35	18
NE	3	0,35	16
	4	0,35	12
	1	0,70	23

Анатомические хирургические иглы


PM/A полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профил острия
PM/A 623		



PM/S S-изогнутые

Номенклатура	Ушко	Профил острия
PM/S 627		



* размеры в мм

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
PM/A	1	2,00	145
PM/S	2	2,00	130
	3	2,00	115
	4	2,00	100
	5	1,80	85
	6	1,80	75

Иглы хирургические **

BV полукруглые 3/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
BV 580		


AV полуизогнутые

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
AV 590		


PE полукруглые 2/8 окружности

Номенклатура	Ушко	Профиль острия
PE 002		


BV



AV



PE



* размеры в мм
** могут применяться в ветеринарии

Тип иглы	Номер	Диаметр	Длина
AV BV	1	2,00	100
	2	2,00	90
	3	1,80	80
	4	1,80	70
	5	1,60	60
	6	1,60	55
	7	1,50	50
	8	1,40	45
	9	1,30	40
	10	1,20	35
	11	1,10	30
	12	1,00	25
	13	0,90	22
PE 002	2	0,90	40
	6	0,80	32
	10	0,60	20